
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) 職場の感染状況を定期的に把握する抗体検査サービスを発売 ～職場での「感染防止対策の有効性」を確認、「安全証明」の獲得を目的とした検査～

株式会社プロテックス（本社：埼玉県和光市、代表取締役：西崎 政男）は、自社で開発しました抗体検査キット（ELISA法^{*1}による）を使い、新型コロナウイルスの感染予防対策の有効性を検証することを目的とした法人向け抗体検査サービスの提供を10月12日（月）より開始いたします。

日本国内では、新型コロナウイルスの新規感染者の増加は諸外国に比べると比較的強く抑えられているようです。しかし、ウイルス学者の多くは、この冬場以降の更なる感染拡大の波を予測しており、私たちは、そのような中であっても平時の活動を取り戻し、経済を立て直す手段を見つけなくてはなりません。

そこで当社では、その手段の一つとして、職場の感染予防対策の有効性を把握することができる新型コロナウイルスの抗体検査サービス（以下「本サービス」）を提供することにいたしました。本サービスを職場等で一定期間毎に繰り返し実施することで感染予防対策の状況を把握できるようになるため、それらの対策の有効性の評価・点検が可能になります。結果として、次の感染の波が起こったとしても、本サービスがお客さまの不安を軽減したり、従業員の命を守る対策立案の手助けになり、職場での安全・安心を生み出す役割を幅広い業界で担うことができるものと考えています。

当社の本サービスは、国や研究機関が感染症のまん延防止を図る際に行う疫学調査法を応用したものです。本サービスを利用すれば、もし感染履歴のある従業員様がいらっしゃる場合にも、その数や所在を定期的に経過観測することで、職場の感染防止対策の有効性を確認することができます。また、感染防止対策の弱点を検証し、厚生労働省が推奨する感染予防対策の強化、衛生環境対策品の増強等を行うことで感染防止対策をより強固なものにすることも可能となります。

本サービスをご希望の場合は、まず、各法人のご担当者から弊社に採血キットをご請求ください。お送りしたキットを使って検査対象者ご自身で微量の血液を同封のろ紙に採っていただきます。そのろ紙をとりまとめて弊社へご返送いただければ、1週間ほど後には、メールにより検査結果（感染履歴）を得ることができます。検査対象者ご自身で採血するため、病院等に出向くことなく、職場、従業員様のご都合に合わせた場所や時間に安心して採血することが可能です。

本サービスは、感染症対策をアピールされているGoToキャンペーンの関係先様、感染予防対策が必要な社会福祉関連の施設様などをはじめ多くの皆様のニーズにお応えできるものと考えており、価格面でも医療機関へ出向いて検査をするよりも安い価格（オープン価格）でご提供する予定です。

【お問い合わせ先】株式会社プロテックス 企画担当：須賀
電話：048-424-5722 FAX：048-424-5799

ニュースリリース

2020年10月2日
株式会社プロテックス

【サービスの概要】

商品名：新型コロナウイルス用抗体検査サービス

目的：新型コロナウイルス感染症の感染履歴調査（医療行為ではありません）

採血方法：自己採血※職場やご自宅で時間を選ばずに採血できます

検査方法：ELISA法（スパイクタンパク質を用いた抗原サンドイッチ法）

検査結果：抗体価に応じた評価

対象市場：日本※法人向け


発注方法：法人ご担当者様より、専用注文書で発注

※専用注文書は、販売代理店等よりご請求ください

販売時期：検査サービス開始 2020年10月12日（月）

サービス予約受付 2020年10月5日（月）

【検査手順】



- ・会社、自宅等で簡単に採血可能なため、定期検査も苦にならない。
※自己採血の際は、手洗い、消毒など、適切な衛生管理をお願い致します。

【注釈】

※1 ELISA法は、検査結果が不安定なイムノクロマト法に比べ、より感度の高い抗体検査方法として、日本感染症学会により推奨されている検査方法です。（「抗新型コロナウイルス抗体の検出を原理とする検査キット4種の性能に関する予備的検討」2020年4月17日一般社団法人日本感染症学会）

[お問い合わせ先] 株式会社プロテックス 企画担当：須賀
電話：048-424-5722 FAX：048-424-5799